

INTELECT® **MOBILE 2** COMBO GENERATION 2020

Az Intelect® Mobile 2 **COMBO** egy kétszatornás elektroterápia, ultrahangterápia és combo rendszer, amelyet opcionális kocsival vagy anélkül használható, mely kiegészíthető vákum modullal. A kombinált terápiához 5 hullámforma tartozik: interferenciális, VMS, high volt, aszimmetrikus kétfázisú TENS és szimmetrikus kétfázisú TENS, teljes funkciójú 1 és 3 MHz ultrahang frekvenciák és két csatornás elektromos stimulációkimenet. A készülék csak engedéllyel rendelkező orvos felügyelete mellett használható.

FŐBB JELLEMZŐK

- MEGFELELŐSÉG IEC 60601-1-11
- NAGY FELBONTÁSÚ 7" ÉRINTŐKÉPERNYŐ
- MEMÓRIA- ÉS SZOFTVERFRÍSSÍTÉSI FUNKCIÓ
- INFORMATÍV FÉNYEK A CSATLAKOZÁSI PONTOK KÖRÜL
- JAVASOLT PROTOKOLL BEÁLLÍTÁSOK (SPS)
- 5 HULLÁMFORMA A COMBO HASZNÁLATÁHOZ, INTERFERENCIÁLIS, VMS, HIGH VOLT, ASSZIMETRIKUS KÉRFÁZISÚ TENS, SZIMETRIKUS KÉTFÁZISÚ TENS, TELJES FUNKCIÓJÚ 1 ÉS 3 MHz ULTRAHANG ÉS KÉT CSATORNÁS STIMULÁCIÓ

INDIKÁCIÓ

TENS

- TÜNETI FÁJDALOMCSILLAPÍTÁS (1)
- MŰTÉT UTÁNI FÁJDALOM KEZELÉSE (2)

NMES

- IZOM ÚJRA "TANÍTÁS" (3)
- A HELYI VÉRELLÁTÁS NÖVELESE (4)
- AZ IZOMGÖRCsök RELAXÁCIÓJA (5)
- MOZGÁSTARTOMÁNY FENNTARTÁSA/NÖVELESE (6)

ULTRASOUND

- AZ IZOMGÖRCs FÁJDALMÁNAK ENYHÍTÉSE (7)
- FÁJDALOMCSILLAPÍTÁS ÍZÜLETI KONTRAKTÚRA MIATT (8)
- SZALAGHOZ TÁRSULÓ FÁJDALOMCSILLAPÍTÁS (9)
- RÁNDULÁSOK, ÍNGYULLADÁSOK, IZOMGÖRCsök (10)

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK

BEMENET: 100-240V AC, 1.0 to 0.42A, 50/60 Hz

ELECTRICAL CLASS: Class II

ÜZEMMÓD: FOLYAMATOS

SÚLY (AKKU NÉLKÜL): 3.1kg


KOCSI SÚLY: 10.1kg (vákum modullal 11.5kg) CART

KOCSI TERHELHETŐSÉGE: 6.5kg

MEGFELELŐSÉG: Ez a készülék megfelel a vonatkozó szabványoknak: EN/IEC 60601-1 and 60601-1-11, CAN/CSA-C22.2 No.601.1, UL Std. No 60601-1.

MDD SZERINTI BESOROLÁS: class IIa device 93/42 60601-1

LEGAL MANUFACTURER: DJO France SAS - CE 2797





INTELECT® MOBILE 2 COMBO

INTELECT® MOBILE 2 COMBO:

PART NUMBER	LEÍRÁS
15-1204	INTELECT® MOBILE 2 COMBO SET (EU) (A Combo készlet az alábbi elemeket tartalmazza)
15-1205	INTELECT® MOBILE 2 COMBO SET (ALL PLUG) (A Combo készlet az alábbi elemeket tartalmazza)
15-0133	INTELECT® MOBILE 2 COMBO
79967	Karbon elektródák
42198	Gél elektródák
70010	Stimulátor vezetékek
6522055	Chattanooga® rögzítő pántok
15-0142	5cm ² ultrahang applikátor
4248	Transzmissziós gél (1 palack)
15-0144/46/47	Tápkábel

INTELECT® MOBILE 2 OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

15-1136	Intelect Mobile 2 kocsi
15-1137	Intelect Mobile 2 kocsi vákumegységgel
70010	1/2 csatornás stimulációhoz vezeték szett
70012	1/2 csatornás stimulációhoz vezeték szett XL
15-1140	USB drive
79967	6x8cm karbon elektródák (4x)
15-0140	1cm ² ultrahang applikátor
15-0141	2cm ² ultrahang applikátor
15-0142	5cm ² ultrahang applikátor
4248	Transzmissziós gél (24palack)
14-1086	Intelect Mobile 2 akkumulátor



DJO® Global | 1a Guildford Business Park | Guildford | Surrey | GU2 8XG | UNITED KINGDOM

www.DJOglobal.eu

1. The effectiveness of transcutaneous electrical nerve stimulation in the management of patients with complex regional pain syndrome: A randomized, double-blinded, placebo-controlled prospective study. Bilgili A, Çakır T, Doğan ŞK, Ergüç T, Filiz MB, Toraman F Nov 2016
2. Comparison of the Effect of Sensory-Level and Conventional Motor-Level Neuromuscular Electrical Stimulations on Quadriceps Strength After Total Knee Arthroplasty: A Prospective Randomized Single-Blind Trial. Yoshida Y, Ikuno K, Shimoto K Dec 2017
3. Neuromuscular Electrical Stimulation Superimposed on Movement Early after ACL Surgery. Labanca L, Rocchi JE, Laudani L, Guitaldi R, Virgulti A, Mariani PP, Macaluso A. Mar 2018
4. A randomised controlled trial of electrostimulation effects on effusion, swelling and pain recovery after anterior cruciate ligament reconstruction: a pilot study. Ediz L, Ceylan MF, Turktas U, Yanmis I, Hiz O Oct 2011
5. A promising approach to effectively reduce cramp susceptibility in human muscles: a randomized, controlled clinical trial. Behringer M, Moser M, McCourt M, Montag J, Mester J. Apr 2014
6. Effect of electrical stimulation to long head of biceps in reducing gleno humeral subluxation after stroke. Manigandan JB, Ganesh GS, Pattnaik M, Mohanty P Jan 2014
7. Thermal ultrasound decreases tissue stiffness of trigger points in upper trapezius muscles. Draper DO, Mahaffey C, Kaiser D, Eggett D, Jarmin J. Apr 2010
8. Overview of Therapeutic Ultrasound Applications and safety considerations. Miller D, Smith N, Bailey M, Czarnota G, Hynynen K, & Makin I 2012
9. A comparison of the effectiveness of low-, moderate and high dose ultrasound therapy applied in the treatment of myofascial pain syndrome. Modern Rheumatology 24, 2014.
10. Efficacy of Therapeutic Ultrasound in Pain and Joint Mobility in Whiplash Traumatic Acute and Subacute Phases. Ruiz-Molinero C, Jimenez-Rejano JJ, Chillon-Martinez R, Suarez-Serrano C, Rebollo-Roldan J, Perez-Cabezas V Sep 2014

"Individual results may vary. Neither DJO Global, Inc. nor any of its subsidiaries dispense medical advice. The contents of this document do not constitute medical, legal, or any other type of professional advice. Information related to various health, medical, and fitness conditions and their treatment is not meant to be a substitute for the advice provided by a physician or other medical professional."

Copyright © [2019] by DJO, LLC All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means.