

INTELECT® **MOBILE 2** STIM GENERATION 2020

Az Intelect® Mobile 2 **STIM** egy opcionális kocsival vagy anélkül használt elektroterápiás rendszer, amely lehetővé teszi a vákuummodul beépítését. Az Intelect Mobile 2 stim számos, széles körben használt hullámmódot kínál, amelyek lehetővé teszik a terapeutának kezelési lehetőségek széles választékát, ezeket a hullámmódokat könnyen ki lehet választani a felhasználói felületről, és az elektródák elhelyezésére vonatkozó útmutatásokat is adnak a kiválasztott kezelési területhez. A készülék csak engedéllyel rendelkező orvos felügyelete mellett használható.

FŐBB JELLEMZŐK

- MEGFELELŐSÉG IEC 60601-1-11
- NAGY FELBONTÁSÚ 7" ÉRINTŐKÉPERNYŐ
- MEMÓRIA- ÉS SZOFTVERFRISÍTÉSI FUNKCIÓ
- INFORMATÍV FÉNYEK A CSATLAKOZÁSI PONTOK KÖRÜL
- JAVASOLT PROTOKOLL BEÁLLÍTÁSOK (SPS)
- TENS VAGY NMES HULLÁMMÓDOK ÁLLNAK RENDELKEZÉSRE A KEZELÉSHEZ, A HULLÁMMÓDOK KIVÁLASZTÁSÁHOZ SEGÍTSÉGET NYÚJT AZ ESZKÖZ MENÜJÉBEN TALÁLHATÓ SPS ÉS KLINIKAI JAVASLATOK

INDIKÁCIÓ

TENS

- TÜNETI FÁJDALOMCSILLAPÍTÁS (1)
- MŰTÉT UTÁNI FÁJDALOM KEZELÉSE (2)

NMES

- IZOM ÚJRA "TANÍTÁS" (3)
- A HELYI VÉRELLÁTÁS NÖVELÉSE (4)
- AZ IZOMGÖRCSEK RELAXÁCIÓJA (5)
- MOZGÁSTARTOMÁNY FENNTARTÁSA/NÖVELÉSE (6)

TECHNIKAI INFORMÁCIÓ

BEMENET: 100-240V AC, 1.0 to 0.42A, 50/60 Hz

ELECTRICAL CLASS: Class II

ÜZEMMÓD: FOLYAMATOS

SÚLY (AKKU NÉLKÜL): 2.9kg


KOCSI SÚLY: 10.1kg (vákum modullal 11.5kg)

KOCSI TERHELHETŐSÉGE: 6.5kg

MEGFELELŐSÉG: Ez a készülék megfelel a vonatkozó szabványoknak: EN/IEC 60601-1 és 60601-1-11, CAN/CSA-C22.2 No.601.1, UL Std. No 60601-1.

MDD SZERINTI BESOROLÁS: class IIa device 93/42 60601-1

LEGAL MANUFACTURER: DJO France SAS - CE 2797





INTELECT® MOBILE 2 STIM

INTELECT® MOBILE 2 STIM:

15-1202	INTELECT® MOBILE 2 STIM SET (EU) (Stimulátor készlet tartalmazza az alábbi tételeket)
15-1203	INTELECT® MOBILE 2 STIM SET (ALL PLUG) (Stimulátor készlet tartalmazza az alábbi tételeket)
15-0132	INTELECT® MOBILE 2 STIM
79967	Karbon elektródák
42198	Gél elektródák
70010	Vezetékek
6522055	Chattanooga® rögzítő pántok
15-0144/46/47	Tápkábel

INTELECT® MOBILE 2 OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK:

15-1136	Intelect Mobile 2 kocsi
15-1137	Intelect Mobile 2 kocsi vákuumegységgel
70010	1/2 csatornás stimulációhoz vezeték szett
70012	1/2 csatornás stimulációhoz vezeték szett XL
15-1140	USB drive
79967	6x8cm karbon elektródák (4x)
4248	Transzmissziós gél (24palack)
14-1086	Intelect Mobile 2 akkumulátor



DJO® Global | 1a Guildford Business Park | Guildford | Surrey | GU2 8XG | UNITED KINGDOM

www.DJOglobal.eu

1. The effectiveness of transcutaneous electrical nerve stimulation in the management of patients with complex regional pain syndrome: A randomized, double-blinded, placebo-controlled prospective study. Bilgili A, Çakır T, Doğan ŞK, Erçalik T, Filiz MB, Toraman F Nov 2016
2. Comparison of the Effect of Sensory-Level and Conventional Motor-Level Neuromuscular Electrical Stimulations on Quadriceps Strength After Total Knee Arthroplasty: A Prospective Randomized Single-Blind Trial. Yoshida Y, Ikuno K, Shomoto K.Dec 2017
3. Neuromuscular Electrical Stimulation Superimposed on Movement Early after ACL Surgery. Labanca L, Rocchi JE, Laudani L, Guitaldi R, Virgulti A, Mariani PP, Macaluso A. Mar 2018
4. A randomised controlled trial of electrostimulation effects on effusion, swelling and pain recovery after anterior cruciate ligament reconstruction: a pilot study. Ediz L, Ceylan MF, Turktas U, Yanmis I, Hiz O Oct 2011
5. A promising approach to effectively reduce cramp susceptibility in human muscles: a randomized, controlled clinical trial. Behringer M, Moser M, McCourt M, Montag J, Mester J. Apr 2014
6. Effect of electrical stimulation to long head of biceps in reducing gleno humeral subluxation after stroke. Manigandan JB, Ganesh GS, Pattnaik M, Mohanty P.Jan 2014

Individual results may vary. Neither DJO Global, Inc. nor any of its subsidiaries dispense medical advice. The contents of this document do not constitute medical, legal, or any other type of professional advice. Information related to various health, medical, and fitness conditions and their treatment is not meant to be a substitute for the advice provided by a physician or other medical professional.

Copyright © [2019] by DJO, LLC All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means.