

INTELECT® **MOBILE 2** ULTRAHANG GENERATION 2020

Az Intellect® Mobile 2 **ULTRASOUND** egy ultrahangterápiás rendszer opcionálisan kezelőkocsival vagy anélkül. Az Intellect Mobile 2 Ultrasound kettős frekvenciájú ultrahangot kínál 1 vagy 3 MHz-en, impulzusos vagy folyamatos üzemi ciklusokban (10%, 20%, 50% & 100%). 5 cm²-es ultrahangos applikátorral és kiegészítő opcionális fejekkel szállítva. A kezelési területre vonatkozó iránymutatások elérhetők a felhasználói felületen. A készülék bekapcsolása követhető, mivel hangjelzést ad és az applikátor hátulján LED-el vizuálisan is visszajelez. Ha a kezelőfejet lecsatlakoztatjuk, a kezelési idő kijelzője leáll, így pontosan mérhető az ultrahangkezelés mennyisége és reprodukálható. A készülék csak engedéllyel rendelkező orvos felügyelete mellett használható.

FŐBB JELLEMZŐK

- MEGFELELŐSÉG IEC 60601-1-11
- NAGY FELBONTÁSÚ 7" ÉRINTŐKÉPERNYŐ
- MEMÓRIA- ÉS SZOFTVERFRISÍTÉSI FUNKCIÓ
- INFORMATÍV FÉNYEK A CSATLAKOZÁSI PONTOK KÖRÜL
- JAVASOLT PROTOKOLL BEÁLLÍTÁSOK (SPS)
- 1 VAGY 3MHz, PULZÁLÓ VAGY FOLYAMATOS MUNKACIKLUSOK (10%, 20%, 50% és 100%). 5CM² STANDARD KEZELŐFEJ, OPCIONÁLISAN 1 ÉS 2CM² KEZELŐFEJ. HALLHATÓ ÉS VIZUÁLIS (LED) VISSZAJELZÉS A KEZELÉS MEGSZAKÍTÁSOKOR - AMIKOR A KEZELŐFEJ ÉS A KEZELENDŐ FELÜLET KÖZÖTT A KAPCSOLAT MEGSZAKAD -, EZZEL BIZTOSÍTJA AZ ULTRAHANG KEZELÉS TÉNYLEGES KEZELÉSI IDEJÉT.

INDIKÁCIÓK

- AZ IZOMGÖRC S FÁJDALMÁNAK ENYHÍTÉSE (7)
- FÁJDALOMCSILLAPÍTÁS ÍZÜLETI KONTRAKTÚRA MIATT (8)
- SZALAGHOZ TÁRSULÓ FÁJDALOMCSILLAPÍTÁS (9)
- RÁNDULÁSOK, ÍNGYULLADÁSOK, IZOMGÖRC SÖK (10)

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK

BEMENET: 100-240V AC, 1.0 to 0.42A, 50/60 Hz

ELECTRICAL CLASS: Class II

ÜZEMMÓD: FOLYAMATOS

SÚLY (AKKU NÉLKÜL): 2.8kg

KOCSI SÚLY: 10.1kg (vákuum modullal 11.5kg)

KOCSI TERHELHETŐSÉGE: 6.5kg

MEGFELELŐSÉG: Ez a készülék megfelel a vonatkozó szabványoknak: EN/IEC 60601-1 ÉS 60601-1-11, CAN/CSA-C22.2 No.601.1, UL Std. No 60601-1.

MDD SZERINTI BESOROLÁS: class IIa device 93/42 60601-1

LEGAL MANUFACTURER: DJO France SAS - CE 2797





INTELECT® MOBILE 2 ULTRASOUND

INTELECT® MOBILE 2 ULTRASOUND:

15-1200	INTELECT® MOBILE 2 ULTRASOUND SET (EU) (Ultraszond készlet tartalmazza az alábbi tételeket)
15-1201	INTELECT® MOBILE 2 ULTRASOUND SET (ALL PLUG) (Ultraszond készlet tartalmazza az alábbi tételeket)
15-0131	INTELECT® MOBILE 2 ULTRASOUND
15-0142	5cm ² ultrahang applikátor
4248	Transzmissziós gél (1 palack)
15-0144/46/47	Tápkábel

INTELECT® MOBILE 2 OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK:

15-1136	Intelect Mobile 2 kocsí
15-1140	USB drive
15-0140	1cm ² ultrahang applikátor
15-0141	2cm ² ultrahang applikátor
15-0142	5cm ² ultrahang applikátor
4248	Transzmissziós gél (24palack)
14-1086	Intelect Mobile 2 akkumulátor



DJO® Global | 1a Guildford Business Park | Guildford | Surrey | GU2 8XG | UNITED KINGDOM

www.DJOglobal.eu

7. Thermal ultrasound decreases tissue stiffness of trigger points in upper trapezius muscles. Draper DO, Mahaffey C, Kaiser D, Eggett D, Jarmin J. Apr 2010

8. Overview of Therapeutic Ultrasound Applications and safety considerations. Miller D, Smith N, Bailey M, Czarnota G, Hynynen K, & Makin I 2012

9. A comparison of the effectiveness of low-, moderate and high dose ultrasound therapy applied in the treatment of myofascial pain syndrome. Modern Rheumatology 24, 2014.

10. Efficacy of Therapeutic Ultrasound in Pain and Joint Mobility in Whiplash Traumatic Acute and Subacute Phases. Ruiz-Molinero C, Jimenez-Rejano JJ, Chillon-Martinez R, Suarez-Serrano C, Rebollo-Roldan J, Perez-Cabezas V Sep 2014

"Individual results may vary. Neither DJO Global, Inc. nor any of its subsidiaries dispense medical advice. The contents of this document do not constitute medical, legal, or any other type of professional advice. Information related to various health, medical, and fitness conditions and their treatment is not meant to be a substitute for the advice provided by a physician or other medical professional."

Copyright © [2019] by DJO, LLC All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means.