

INTELECT® RPW 2

GENERÁCIÓ 2020

FŐBB JELLEMZŐK

- OPTIMÁLIS ERGONÓMIKUS KIALAKÍTÁS
- KOMFORTOS ÜZEMMÓD
- KÖNNYEN ELHELYEZHETŐ A KEZELŐ SZOBÁKBAN
- JAVASOLT PROTOKOLL KÖNYVTÁR
- NAGYMÉRETŰ, SZÍNES, GRAFIKUS ÉRINTŐKÉPERNYŐ
- ÚJ FALCON® KEZELŐFEJ
- ÚJ V-ACTOR® HF KEZELŐFEJ (opció)
- BŐVÍTETT NYOMÁSTARTOMÁNY 0.3 és 5 bar között
- TRANSZMITTEREK NAGY VÁLASZTÉKA (opció)

INDIKÁCIÓK

- ACHILLES-ÍN FÁJDALOM (1)
- INAK RENDELLENESÉGEI (2)
- MYOFASCIÁLIS TRIGGER PONTOK (3)
- ORTOPÉDIAI FÁJDALOM ÉS GYULLADÁS (4)
- TALPI FASCIA GYULLADÁS (5)
- PULZÁLÓ VIBRÁCIÓS MASSZÁZS (6)

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK

2174: 230V AC 50-60Hz 350VA

2173: 120V AC 50- 60Hz 350VA

2175: 100V AC 50-60Hz 400VA

MÉRETEK WxHxD: 410x1100x425mm

SÚLY: 30kg

KIMENETI LÉGNYOMÁS: 0.3-5.0 bar

BEÁLLÍTÁSI LÉPTÉK: 0.1 bar

IMPULZUS AMPLITUDÓJA: Kb. 2mm 3 bar-on, alapjáraton (csatlakozó nélkül)

IMPULZUS SZÉLESSÉG: Kb. 6-12ms

IMPULZUS FREKVENCIA: FALCON® kezelőfej 1-21Hz RPW-hez, V-ACTOR® kezelőfej 1-50Hz vibrációhoz

ÜZEMMÓD: Egy impulzusos vagy folyamatos

KEZELŐFELÜLET: 7", 800x480 pixeles színes grafikus kapacitív érintőképernyő

*MEGFELELŐSÉG: Ez a készülék megfelel az alkalmazandó szabványoknak: EN/IEC 60601-1, CAN/CSA-C22.2 No.601.1, UL Std. No 60601-1.

MDD SZERINTI BESOROLÁS: class IIa device 93/42 60601-1

LEGAL MANUFACTURER: DJO France SAS - CE 2797



INTELECT® RPW 2

MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓ

CIKKSZÁM	LEÍRÁS
2174KIT	Intellect® RPW 2 230V készlet, standard tartozékokkal
2173KIT	Intellect® RPW 2 120V készlet, standard tartozékokkal
2175KIT	Intellect® RPW 2 100V készlet, standard tartozékokkal

STANDARD TARTOZÉKOK

CIKKSZÁM	LEÍRÁS
18080	FALCON® kezelőfej, tartozéka 2x lövedék 2x vezető cső; 1 tisztító kefe, 1x kulcs; 1x imbuszkulcs
1x Tápkábel csatlakozóval (EU) 2174KIT, 1x Tápkábel csatlakozóval (USA) 2173KIT, 1x Tápkábel csatlakozóval (Japan) 2175KIT	

13-28660*	Használati útmutató (több nyelven elérhető)
22652	Transzmitter tálca
22651	Gélpalack tartó
4248	Transzmissziós gél, 250 ml (24 csomag)

28178	Transzmitter Ro40
29724	Transzmitter D20-S fekete
82-0274	Intellect RPW 2 táska
15-1140	USB kulcs

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

CIKKSZÁM	LEÍRÁS
18080	FALCON® kezelőfej, tartozéka 2x lövedék 2x vezető cső; 1 tisztító kefe, 1x kulcs; 1x imbuszkulcs
29104	Revíziós kitt, tartozéka, 2x lövedék 2x rövid vezető cső; 2x o-gyűrű szett, 1x o-gyűrű vezető

29801	A6 transzmitter fekete
29802	T10 transzmitter fekete
29729	C15 transzmitter fekete
29728	DI15 transzmitter fekete
29726	F15 transzmitter fekete
29724	D20-S transzmitter fekete
29725	D35-S transzmitter fekete
28736	D20-T transzmitter fekete
28178	Ro40 transzmitter piros
18638	R15 transzmitter fekete
19365	V-ACTOR® HF kezelőfej szett, tartalmaz V-ACTOR®, V25 és V40 transzmittert
29742	V-ACTOR V10 transzmitter
28740	V-ACTOR V25 transzmitter
28741	V-ACTOR V40 transzmitter
31800	Transzmitter box, tartalmaz 9 transzmittert (A6, T10, C15, DI15, F15, D20-S, D35-S, D20-T, Ro40)
28945	PERI-ACTOR® fasciális transzmitter szett, tartalmaz 4 transzmittert
28946	SPINE-ACTOR® ranszmitter szett, tartalmaz 3 transzmittert

82-0274	Intellect RPW 2 táska
22651	Gélpalack tartó
22652	Transzmitter tálca
4248	Transzmissziós gél, 250 ml (24 csomag)
14820	PTápkábel EU
14679	Tápkábel USA
14821	Tápkábel JAPAN
14814	Tápkábel Swiss
14819	Tápkábel Australia
14815	Tápkábel UK
14816	Tápkábel India
14817	Tápkábel Israel
14818	Tápkábel Denmark



DJO® Global | 1a Guildford Business Park | Guildford | Surrey | GU2 8XG | UNITED KINGDOM

www.DJOglobal.eu

1. Gerdesmeyer L. Current evidence of extracorporeal shock wave therapy in chronic Achilles tendinopathy. NCBINCBi Logo Int J Surg. 2015 Dec;24(Pt B):154-9. doi: 10.1016/j.ijsu.2015.07.718. Epub 2015 Aug 29.*

2. Gerdesmeyer L. Current evidence of extracorporeal shock wave therapy in chronic Achilles tendinopathy. NCBINCBi Logo Int J Surg. 2015.

3. Nedelka T. Mechano-transduction effect of shockwaves in the treatment of lumbar facet joint pain. Neuro Endocrinol Lett. 2014

4. Schmitz C. Efficacy and safety of extracorporeal shock wave therapy for orthopedic conditions: a systematic review on studies listed in the PEDro database. Br Med Bull. 2015;116:115-38. doi: 10.1093/bmb/ldv047. Epub 2015 Nov 18.

5. Ogden JA. Shockwave therapy for chronic proximal plantar fasciitis: a meta-analysis. Foot Ankle Int. 2002 Apr;23(4):301-8

6. S. Broadbent, JJ. Rousseau, RM. Thorp, SL. Choate, FS. Jackson, DS. Rowlands. Vibration therapy reduces plasma IL6 and muscle soreness after downhill running. 2010 Sep;44(12):888-94

Falcon®, V-ACTOR®, SPINE-ACTOR®, and PERI-ACTOR® are registered trademarks of Storz Medical AG

*Individual results may vary. Neither DJO Global, Inc. nor any of its subsidiaries dispense medical advice. The contents of this document do not constitute medical, legal, or any other type of professional advice.

Information related to various health, medical, and fitness conditions and their treatment is not meant to be a substitute for the advice provided by a physician or other medical professional.*

Copyright © [2019] by DJO, LLC All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means.