

INTELECT® **RPW** LITE

KÖNNYEN KEZELHETŐ RADIÁLIS LÖKÉSHULLÁM TERÁPIÁS KÉSZÜLÉK

HATÉKONYSÁG

A kezelés eredményét a kiváló minőségű transzmitterek által kibocsátott energia szintje határozza meg. Az Intellect® RPW Lite D20-S transzmitterrel kerül szállításra. A D20-T, Ro40, C15 és DI15 transzmitter opcionálisan kaphatók.

HORDOZHATÓSÁG

Kompakt és könnyen kezelhető.

INDIKÁCIÓK

- ACHILLES-ÍN FÁJDALOM (1)
- CSUKLÓ ALAGÚT SZINDRÓMA (2)
- TALPI FASCIA GYULLADÁS (3)
- ÍNHÜVELYGYULLADÁS(4)
- BECSÍPÖDÉSEK(5)
- FÁJDALOM ÉS GYULLADÁS KEZELÉS AZ ORTOPÉDIÁBAN(6)

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK

30680-230V: 230VAC 50-60Hz 700VA

30680-115V: 115VAC 60Hz 700VA

30680-100V: 100VAC 60Hz 700VA

MÉRETEK 289x238x310mm

SÚLY 9.8Kg

ENERGIA: 6 Energia szint: 6-18Hz/max 2.7 bar

MEGFELELŐSÉG: Ez a készülék megfelel az alkalmazandó szabványoknak: EN/IEC 60601-1, CAN/CSA-C22.2 No.601.1, UL Std. No 60601-1.

TANUSÍTVÁNY: CE 0197

MDD SZERINTI BESOROLÁS: Class IIa device 93/42 60601-1



1. Gerdesmeyer L. Current evidence of extracorporeal shock wave therapy in chronic Achilles tendinopathy. Int J Surg. 2015 *
2. Wu YT. Effect of radial shock wave therapy for carpal tunnel syndrome: J Orthop Res. 2016 Jun
3. Ogden JA. Shockwave therapy for chronic proximal plantar fasciitis Foot Ankle Int. 2002 Apr
4. Yildirim P. Extracorporeal shock wave therapy versus corticosteroid injection in the treatment of trigger finger: J Hand Surg Eur Vol. 2016 Nov
5. Nedelka T. Mechano-transduction effect of shockwaves in the treatment of lumbar facet joint pain: Neuro Endocrinol Lett. 2014.
6. Schmitz C. Efficacy and safety of extracorporeal shock wave therapy for orthopedic conditions. Br Med Bull. 2015.



INTELECT® RPW LITE

RENDELÉSI INFORMÁCIÓ

CIKKSZÁM	LEÍRÁS
30680-230V	Intelect® RPW Lite 230V szett standard tartozékokkal
30680-115V	Intelect RPW Lite 115V szett standard tartozékokkal
30680-100V	Intelect RPW Lite 100V szett standard tartozékokkal

STANDARD KIEGÉSZÍTŐK

CIKKSZÁM	LEÍRÁS
30885-1	Intelect RPW Lite SPARROW™ szürke kezelőfej, 1x lövedék, 1x vezető cső, 1x kulcs, 1x imbuszkulcs
30873	Transzmitter D20-S Fekete RPW Lite, 20mm
-	1x Tápkábel
30891	Használati és üzembe helyezési útmutató
22601	Transzmissziós gél, 250 ml
28739	Vezetőcső tisztítókefe
30890	Csőkészlet (3 csőből áll)

OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

CIKKSZÁM	LEÍRÁS
30885-1	Intelect RPW Lite SPARROW szürke kezelőfej, 1x lövedék, 1x vezető cső, 1x kulcs, 1x imbuszkulcs
30885-2	Intelect RPW Lite SPARROW szürke kezelőfej, 1x lövedék, 1x vezető cső, 1x kulcs, 1x imbuszkulcs
29104	SPARROW kezelőfej revíziós kitt, tartozéka, 2x lövedék 2x rövid vezető cső; 2x o-gyűrű szett, 1x o-gyűrű vezető
30873	Transzmitter D20-S Fekete RPW Lite, 20mm
30876	Transzmitter D20-T Fekete RPW Lite, 20mm
30842	Transzmitter Ro40 Fekete RPW Lite, 15mm
30875	Transzmitter C15 Fekete RPW Lite, 15mm
30874	Transzmitter DI15 Fekete RPW Lite, Mélyre ható 15mm
30883	Kezelőfej tartó, fekete
30890	Csőkészlet (3 csőből áll)
22601	Transzmissziós gél, 250 ml
28739	Vezetőcső tisztítókefe
0.0032.012	Tápkábel EU
0.0032.012-US	Tápkábel USA
13-7458-CN	Tápkábel China/Australia/New Zealand
13448-CH	Tápkábel Switzerland



DJO® Global | 1a Guildford Business Park | Guildford | Surrey | GU2 8XG | UNITED KINGDOM

www.DJOglobal.eu

SPARROW™ is a registered trade mark of Storz medical AG

*Individual results may vary. Neither DJO Global, Inc. nor any of its subsidiaries dispense medical advice. The contents of this document do not constitute medical, legal, or any other type of professional advice.

Information related to various health, medical, and fitness conditions and their treatment is not meant to be a substitute for the advice provided by a physician or other medical professional.*

Copyright © [2019] by DJO, LLC All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means.